

PIASTRA EUTETTICA FRESCO 0 / -6° C

Ref. **P11ICETN**
Item code **110932**

POLIBOX[®]



altezza mm.

30

380

dimensioni mm.

215

SPECIFICHE TECNICHE PIASTRE EUTETTICHE COLD

Le piastre eutettiche sono accumulatori di freddo necessarie per il controllo della vostra catena del freddo in tutte le circostanze: trasporto di prodotti sensibili nel settore sanità e agroalimentare, diffusore di freddo per il mantenimento della temperatura nei vostri contenitori o refrigeratori.

L'alta prestazione dei nostri liquidi refrigeratori e dei loro contenitori permettono una lunga restituzione di freddo nel tempo e durata delle nostre piastre eutettiche.

ISTRUZIONI E MODALITA' D'USO:

Posizionare la piastra eutettica orizzontale nel congelatore per **12 ore** minimo prima dell'utilizzo.

IMPORTANTE:

NON LAVARE IN LAVASTOVIGLIE LA PIASTRA EUTETTICA!



Temperatura di esercizio da -6°C a 0°C



Freezer

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Resistente durante il congelamento
- Angoli rinforzati
- Qualità degli alimenti, prodotto non tossico
- Polietilene ad alta densità
- Saldatura ad ultrasuoni
- Tenuta eccellente
- Fabbricazione francese

Peso: + / - 2200 gr

Per aiutarvi a identificare il liquido eutettico contenuto nella piastra che serve per la vostra catena del freddo, vedere la tabella seguente:

SIBERIN	0°C / -6°C	-18°C	12h

vai al sito www.polibox.com